


ÉTAPE 1 – Se rendre dans la section « Plan de suivi » du patient



ÉTAPE 2 – Attribuer un protocole



OPTION 1

Sélectionnez le protocole (encadré gris) puis appuyez sur l'icône de la main du haut afin de l'assigner dans le plan de suivi du patient.



OPTION 2

Il est possible de sélectionner une seule activité d'un protocole. Faites dérouler le protocole avec la flèche de gauche. Sélectionnez l'activité désirée et appuyez sur la main du haut afin d'assigner uniquement cette activité dans le plan de suivi du patient.


ÉTAPE 3 – Configurer les alertes et l'horaire du protocole

Si vous souhaitez modifier le niveau d'alerte et les heures de l'activité, vous devez appuyer une seule fois sur l'activité que vous souhaitez modifier. Sauvegarder vos modifications avant de fermer la fenêtre.

The diagram shows the 'Plan de suivi du patient' interface with a timeline from 6:00 to 10:00. Three activity entries are shown: 'HAR - MAVO - Autoévaluation de la', 'HAR - MAVO - Autoévaluation de la', and 'HAR - MAVO - Autoévaluation de la'. A red circle with the number '1' highlights the first entry. A red arrow points from this entry to the 'Détail de l'activité' window. In this window, a red circle with the number '2' highlights the 'Configuration des alertes' button. Another red arrow points from this button to the 'Configuration de l'horaire' sub-window, which shows various scheduling options like 'Horaire journalier', 'Horaire hebdomadaire', and 'Horaire mensuel'.

ÉTAPE 4 – Sauvegarder le plan de suivi

Afin de sauvegarder le plan de suivi assigné au patient, vous devez cliquer sur l'icône dans le coin droit du haut :



ATTENTION!

Avant de procéder à la sauvegarde, prenez note du mot de passe, car il ne s'affichera qu'une seule fois. Le patient pourra par la suite le changer lors de sa première connexion. Si vous actualisez le mot de passe, le patient devra le modifier de nouveau. N'oubliez pas d'enregistrer le tout après avoir noté le mot de passe.

Correction des données ☒ Activé ☐ Désactivé

Nom d'utilisateur du patient **rmf714**

Mot de passe du patient **mrerpmbfcnax**

Suspendre à partir de ☒ Aucun ☐ Aujourd'hui ☐ Date

Sauvegarder



Consultez le site Web du Réseau québécois de la télésanté pour l'ensemble des documents et des outils.